

VIDEO PRINTER PAPER

Descripción

Papel térmico para ecografías.

Compatible con impresoras

- ✓ SONY
- ✓ Mitshubishi

Almacenamiento

- o Guarde el papel en un lugar oscuro donde la temperatura sea inferior a 30 ° C.
- o Evite almacenar el papel en lugares que estén expuestos a alta humedad, con una humedad relativa inferior al 80%, altas concentraciones de polvo o luz solar directa.
- o Mantenga el papel fuera del contacto con disolventes orgánicos volátiles como alcohol, cinta de celofán y cloruro de vinilo.

Presentación

Standard: 110mm x 20m (50 rollos por caja)

High Gloss: 110mm x 18m (50 rollos por caja)

